

Southern Implants

Neue Implantatsysteme

Southern Implants hat zwei neue Implantatsysteme auf den Markt gebracht. Ein Innensechskantsystem sowie eine „Deep-Conical“-Serie mit der bewährten Southern Implants Oberfläche. Das Spektrum dieser Implantatserie ist deutlich vergrößert worden, sodass das Im-



plantat in den Durchmessern 3 mm, 3,5 mm, 4 mm und 5 mm sowie in den Längen 6,1 bis 15 mm erhältlich ist. Das Besondere für eine Innenverbindung liegt hier in der Entwicklung des Co-Axis-Implantats für die „Deep-Conical“-Serie. Hierbei ist die Frontzahnkronen-

Neigung von zwölf Grad bereits so in die Plattform eingebaut, das der weiterbehandelnde Zahnarzt oftmals nur noch ein gerades Abutment einsetzen muss, um eine schöne Frontzahn-Ästhetik zu erhalten. ■

Weitere Informationen:
info@southernimplants.de